

NÄKYVIÄ TULOKSIA LED-TERAPIALLA

Fotodynaamista ihonhoitoa tehokkaasti ja turvallisesti • Kaikille ihotyypeille

Mitä on LED-valohoito?

LED-hoidot ovat turvallisia, ihoa luonnollisesti uudistavia ja lääketieteellisesti tutkittuja hoitoja, jotka sopivat useimmille.

"Maagisena valona" tunnettu LED-hoito on nopea ja tehokas tapa hoitaa ja uudistaa ihoa. Fotonien avulla stimuloidaan ihosoluja ihotyypin mukaisella hoito-ohjelmalla. Valoenergia siirtyy iholla soluenergiaksi.

Matalatehoinen, puhdas säteily aiheuttaa biologisia reaktioita ihon fotoreseptoreissa toivottujen lopputulosten aikaansaamiseksi.

LED-valohoito ei polta ihoa eikä vaadi toipumisaikaa! Se ei myöskään rusketa ihoa, eikä valolla voida vahingoittaa sisäelimiä. Kyseessä ei ole laservalo.

Kenelle hoito sopii?


LED-terapia soveltuu kaikille ihotyypeille niin kasvojen, vartalon kuin hiuspohjan hoitoon kaikkina vuodenaikoina.

Miten usein hoitoja voidaan tehdä?

LED-hoitoa voidaan tehdä jopa 1-2 kertaa viikossa, kun hoitoaika on 15-20 min.


Parhaisiin tuloksiin päästään sarjahoidoilla 1-2 x viikossa 4-8 kertaa. Hoidot ovat täydellisen yhteensopivia BD Medical -ihonhoitosarjan tuotteiden kanssa. Laitetta voidaan käyttää myös muidenkin laitteiden, kuten esim. timanttihionta-, ultraääni-, korkeataajuus- ja rf-hoitolaitteen kanssa.

VIOLETTI 420 nm




ACNE • SEKAIHO • ROSACEA • PERIORAALIDERMATIITTI

Yhdistämällä punaiset ja siniset fotonit saadaan violetti valo, joka on tehokas aknen hoidossa ja arprien parantamisessa. Sininen valo tappaa Propioni Bacterium Acnes -bakteereita vaikuttamalla niiden valoherkkiin molekyyleihin, ja tulehdus rauhoittuu. Myös ruusufinni- ja perioraalidermatiittiasiukkaat hyötyvät hoidosta.



PUNAINEN 630 NM




ANTI-AGING • FOTONUORENNUS • IHON UUDISTAMINEN

Punainen valo lisää ihosolujen aktiivisuutta ja aineenvaihduntaa. Se stimuloi verenkiertoa, kollageeni- ja elastiinisynteesiä ja parantaa näkyvästi ihon sävyä, kun pigmenttiäiriöt tasoittuvat.

Punainen valo palauttaa ihon kuntoa ja nopeuttaa ihon uudistumista sekä palautumista esim. happokäsittelyn jälkeen. Valo kiinteyttää ihoa, parantaa sen elastisuutta ja minimoi juonteita. Tuloksena välittömästi heleämpi, kuulaampi ja paremman näköinen iho.



SININEN 415 NM



ATOPIA • COUPEROSA • ÄRTYNYT IHO • ACNE

Rauhoittava ja punoitusta vähentävä valo on omiaan atooppisen, tulehtuneen ja couperosaihon hoitoon.

Sininen valo on antiseptinen, ja jo muutamalla hoitokerralla voidaan tehokkaasti hoitaa aknea sen aktiivisessa vaiheessa. Sininen valo tasapainottaa talin tuotantoa, ja tulehdus ihossa vähenee.

